

<b>Soluzione salina sterile x lavaggio oculare ml 500</b>	
Codice	CK029059
Descrizione	Soluzione salina sterile per lavaggio oculare
EAN	00199315
Marca	NEWBRAND
Part number	ACQ414
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	10
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.595
Volume (cm <sup>3</sup> )	1185
Soluzione monouso per lavaggio oculare d'emergenza - soluzione salina sterile di cloruro di sodio 0,9% - flacone con tappo oculare a parte per un veloce e pratico utilizzo - modalità di utilizzo: basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione, il flacone è pronto all'uso - soluzione salina Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute n. 37525 classificazione CND V9099 - tappo oculare Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute n. 92170 classificazione CND Q0299	

SPECIFICHE	
Tipo	soluzione per lavaggio oculare
Contenuto	500 ml
Marca	NEWBRAND