

|   |  |
|---|--|
| <b>Soluzione salina sterile x lavaggio oculare ml 250</b>   |  |
| Codice  | CK029060   |
| Descrizione   | Soluzione salina sterile per lavaggio oculare                                      |
| EAN   | 00199322   |
| Marca   | NEWBRAND   |
| Part number   | 175BIS   |
| Storage unit  | N  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 18   |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 0.315  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 590  |
| <p>Soluzione monouso per lavaggio oculare d'emergenza - soluzione salina sterile di cloruro di sodio 0,9% - flacone con tappo oculare a parte per un veloce e pratico utilizzo - modalità di utilizzo: basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione, il flacone è pronto all'uso - soluzione salina Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute n. 37525 classificazione CND V9099 - tappo oculare Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute n. 92170 classificazione CND Q0299</p> |  |

| SPECIFICHE |                                |
|------------|--------------------------------|
| Tipo       | soluzione per lavaggio oculare |
| Contenuto  | 500 ml                         |
| Marca      | NEWBRAND                       |