


**GIMA ALCOL TEST RAPIDO
SALIVARE DAL-801H**


Codice	CK424966
EAN	6936983173063
Marca	GIMA
Part number	DAL-801H
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.036
Volume (cm ³)	312

Un test rapido di screening con una sola azione, per la determinazione semi-quantitativa di alcol nella saliva. Abilitato ad uso forense.

La striscia reattiva per test alcolimetrico rapido da campione di saliva è un metodo rapido e molto sensibile per determinare la presenza di alcol nella saliva e fornire un valore approssimato della concentrazione relativa di alcol nel sangue.

Questo test fornisce soltanto uno screening preliminare. Per ottenere la conferma del risultato analitico, bisogna utilizzare un metodo chimico alternativo più specifico.

Al risultato di ogni test bisognerebbe applicare una valutazione clinica e un parere professionale, specialmente quando le indagini preliminari sono positive.

È stato appurato che la concentrazione di alcol nella saliva è paragonabile a quella nel sangue.

La striscia reattiva per test alcolimetrico rapido da campione di saliva è composta da una striscia reattiva di plastica con un tampone reattivo posizionato all'estremità. A contatto con le soluzioni di alcol, il tampone reattivo cambierà immediatamente colore, a seconda della concentrazione di alcol presente nel sangue.

Il tampone reattivo impiega un sistema chimico in fase solida che sfrutta una reazione enzimatica altamente specifica.

SPECIFICHE	
Tipo	accessori
Marca	GIMA

GENERALE	
Tipologia	Accessori
Colore	Trasparente
Formato	Confezione
Materiale	Non specificato
Qtà per confezione	1
Unità di vendita	1